



TRU-TEST handdator

– förenklar provmjölkningen för besättningar utan elektronisk mjölmätning

Användning av **TRU-TEST handdator** tillsammans med **PC-Stalljournal** underlättar provmjölkningsarbetet i besättningar som inte har elektronisk mjölkregistrering.

I PC-Stalljournal skapas en koppnummerlista, som sedan förs över till handdatorn. Med enkla knapptryckningar registreras uppgifterna i handdatorn. Därmed behöver uppgifterna inte skrivas in i provmjölkningsrapporten.

- *Förenklar arbetet och sparar tid*
- *Kan användas på flera gårdar*
- *Minskar risken för fel*

Handdatorns robusta och användarvänliga utförande säkerställer funktion och handhavande även i krävande miljöer.



Utvecklad för säker drift

- Vattentät enligt IP67
- Tålig – industriktvalitet
- Nätdapter och USB-anslutning ingår
- Tillverkare: TruTest Ltd.
- Garanti: 2 år
- För ytterligare teknisk information, besök gärna TRU-TESTs hemsida: www.tru-test.info

TRU-TEST®

TRU-TEST handdator marknadsförs av Svensk Mjök i samarbete med husdjursföreningarna.

Så här fungerar det:

| Löpnr | Kön | Koppnr? | Koppnr | Kväll | Mor |
|-------|-----|---------|--------|-------|-----|
| 392 | 2 | ✓ | 480 | 0 | |
| 396 | 2 | ✓ | 1 | 0 | |
| 477 | 2 | ✓ | 2 | 0 | |
| 567 | 2 | ✓ | 3 | 0 | 0 |
| 570 | 2 | ✓ | 4 | 0 | 0 |
| 576 | 2 | ✓ | 5 | 0 | 0 |
| 585 | 2 | ✓ | 6 | 0 | 0 |
| 608 | 2 | ✓ | 7 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | ✓ | 8 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 5.5 | |

- Koppnummerlista skapas i PC-Stalljournal. Löpnummer och koppnummer förs enkelt över till TRU-TEST handdator.
- Provmjolkning sker med befintliga mjölmätare, exempelvis TRU-TEST HI, TRU-TEST WB eller med Recorderbehållare.
- TRU-TEST handdator ersätter provmjölkningsrapporten.
- Avkastning knappas in och koppnummer läses av i handdatorn.
- Efter mjölkningarna förs löpnummer, avkastning och koppnummer över till PC-Stalljournal. Det sker direkt från handdatorn, helt utan manuell registrering.



pc-stalljournal
ENKEL VÄG TILL KODATABASEN

PC-Stalljournal är en programvara som underlättar journalföring och rapportering till kodatabasen och CDB.

Arbetsätgången minskar och felkällor blir färre.

- Godkänd av Jordbruksverket.
- Hanterar flera produktionsplatser.
- Enkel rapportering via blanketter eller Internet.
- Lägre avgifter för CDB och provmjolkning.
- Sjuk- och läkemedelsjournal.
- Enkel import av mjölkuppgifter vid provmjolkning.
- Djurägarseminörer kan skicka semineringsuppgifter.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta din husdjursförening eller Svensk Mjolk.

BLEKINGE-KRONBERGS HUSDJURSTJÄNST, 0470-70 76 50, www.bkh.se | HALLANDS HUSDJUR, 0346-484 00, www.hallandshusdjur.se | HANSA HUSDJUR, 0480-383 00, www.hansahusdjur.se
NORRMEJERIER PRODUCENTTJÄNST, 090-18 28 00, www.norrmejerier.com | SKARA SEMIN, 0511-77 11 00, www.semin.se | SKÅNESEMIN, 0415-195 00, www.skanesemin.se
SVENSKA HUSDJUR, 018-67 48 00, www.svenskahusdjur.se | SÖDRA ÄLVSBERGS HUSDJUR, 0325-61 86 00, www.alvsborgshusdjur.se

svensk mjölk
SWEDISH DAIRY ASSOCIATION
0771-19 19 00
www.svenskmjolk.se